

Istruzioni per l'uso per sensori di ossigeno ottici della serie SE 340

1 Avvertenze sulla sicurezza

ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima della preparazione del sensore, in modo da assicurare un'operabilità più sicura. I sensori devono essere operativi e manutenuti unicamente da personale tecnico specializzato, autorizzato dall'esercente dell'impianto.

Nonostante la sua robustezza esterna, il sensore è un apparecchio ottico di precisione. Pertanto durante l'utilizzo adottare alcune precauzioni:

- Non toccare con le dita la membrana del sensore se non è necessario.
- Evitare sollecitazioni meccaniche della membrana del sensore (pressione, graffi).
- Proteggere l'interno del cappuccio del sensore dalla luce diretta del sole.

Per la pulizia utilizzare solo acqua pulita o detergenti non abrasivi e privi di alcol, per non danneggiare le superfici ottiche attive.

2 Utilizzo secondo destinazione

I sensori di ossigeno Knick della serie SE 340 sono sensori che rilevano otticamente sulla base della fotoluminescenza la concentrazione di ossigeno nei liquidi. È integrato un sensore di temperatura NTC 30K. I sensori SE 340 sono pensati tra l'altro per le seguenti applicazioni:

- Misurazioni in loco in fiumi, laghi, mari e acque reflue
- Applicazioni in laboratorio di analisi delle acque
- Misurazioni BOD

3 Identificazione del prodotto

Le scritte sul sensore o sull'imballaggio forniscono le seguenti informazioni:

Knick	Costruttore del sensore
SE 340	Indicazione del modello
pO ₂ 0...400 mbar	Campo di misura pressione parziale O ₂
Tamb 0...50 °C	Campo di temperatura

Inoltre, ogni sensore prodotto riporta un numero di serie sullo stelo per una sua più facile identificazione.

4 Installazione e messa in esercizio

1. Controllare che il sensore non presenti eventuali difetti meccanici dello stelo, del cavo o della membrana.

Per eventuali danni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Knick.

2. Quindi collegare il sensore allo strumento di misura.

Il sensore è subito pronto al funzionamento.

5 Misurazione


Osservare la profondità di immersione minima richiesta (vedere dati tecnici). Il sensore di ossigeno consente misurazioni precise anche senza flusso.

6 Calibrazione del sensore - risoluzione di problemi

Il sensore di ossigeno SE 340 è calibrato in fabbrica. La caratteristica di misurazione del cappuccio del sensore rimane di norma stabile nel corso della sua vita utile. Nei seguenti casi eccezionali può essere necessaria una calibrazione da parte dell'utente:

- Valori misurati non plausibili
- Fine della vita utile del cappuccio del sensore
- Controllo di qualità aziendale di routine

La calibrazione da parte dell'utente si esegue in aria saturo di vapore acqueo nel recipiente di calibrazione e protezione (b). Per raggiungere la saturazione con vapore acqueo inumidire la spugna (a).



Errore Causa Risoluzione

Nessun valore misurato	Strumento di misura e sensore non collegati	Realizzare il collegamento
	Cavo difettoso	Inviare il sensore in riparazione

Valore misurato troppo alto / troppo basso o messaggio di errore	Patina sul cappuccio del sensore	Pulire l'esterno del sensore
Error	Membrana danneggiata	Sostituire il cappuccio del sensore

Sporco all'interno del cappuccio del sensore e nella testa del sensore.	Pulire l'interno del cappuccio del sensore e della testa del sensore.
Cestello di protezione non serrato a sufficienza	Durante il montaggio serrare il cestello di protezione fino alla battuta.

Cappuccio del sensore non ermetico o difettoso	Se necessario sostituire il cappuccio del sensore
--	---

7 Conservazione, manutenzione, pulizia

Conservare sempre il sensore nel recipiente di calibrazione e protezione o nel pozzetto a una temperatura da 0 a +50 °C (da 32 a 122 °F). Il cappuccio del sensore si sostituisce nel modo seguente:



- Pulire l'esterno del sensore.
- Smontare a mano il cestello di protezione e il cappuccio del sensore come mostrato in figura.
- Se necessario pulire, anche la filettatura del cestello di protezione.
- Controllare l'o-ring (rosso) e se necessario sostituirlo.
- Reinserire il cappuccio del sensore (il fermo della testa del sensore deve inserirsi nel cappuccio del sensore).
- Serrare fermamente il cestello di protezione a mano. Tra il cestello di protezione e il sensore rimane una fessura di ca. 0,8 mm.

Conservare i cappucci sensore smontati solo in un ambiente protetto dalla luce.

8 Dati tecnici

Sensore

Campi di misura a 20 °C (68 °F)	0 ... 20 mg/l O ₂ 0 ... 200 % saturazione O ₂ 0 ... 400 mbar pressione parziale O ₂
---------------------------------	--

Precisione	± 1,5% in acqua satura d'aria
------------	-------------------------------

Segnale nullo	≤ 0,02 mg/l O ₂ ≤ 0,2 % saturazione O ₂ ≤ 0,4 mbar pressione parziale O ₂
---------------	--

Tempo di risposta (soluzione agitata)	t ₉₀ (90 % del val. fin. indicato dopo) < 30 s t ₉₅ (95 % del val. fin. indicato dopo) < 45 s t ₉₉ (99 % del val. fin. indicato dopo) < 60 s
---------------------------------------	---

Campo di temperatura	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
----------------------	-----------------------------

Precisione	± 0,2 K
------------	---------

Tempo di risposta (t)	t ₉₉ (99 % del val. fin. indicato dopo) < 60 s
-----------------------	---

Resistenza alla compressione	Sensore con cavo di collegamento IP 68 (2,5 x 10 ⁵ Pa o 2,5 bar) Connettore cavo IP 67 (inserito)
------------------------------	---

Profondità di immersione	min. 6 cm max. a seconda della lunghezza del cavo
--------------------------	--

Flusso	non necessario
--------	----------------

Metodo di conservazione	nel recipiente di calibrazione e protezione ZU 0911 o nel pozzetto
-------------------------	--

Materiali	Stelo, estremità POM Cappuccio sensore PVC, silicone, PMMA Testa sensore POM, PV, PMMA Contatti testa sensore Ottone, placcato oro
-----------	---

Contenitore termistori	Acciaio inox 1.4571
------------------------	---------------------

Cestello di protezione	Acciaio inox 1.4571
------------------------	---------------------

Guarnizioni	FPM (Viton)
-------------	-------------

Peso	180 g (con cavo)
------	------------------

Cavo di collegamento

Lunghezza	1,2 m
-----------	-------

Diametro	4,3 mm
----------	--------

Campo di temperatura	0 ... 50 °C ratura max.
----------------------	----------------------------

Raggio di curvatura minimo ammesso	per posa fissa: 20 mm per utilizzo flessibile: 60 mm
------------------------------------	---

Tipo di connettore	M12 / 8 poli
--------------------	--------------


Il sensore SE 340 Knick soddisfa le linee guida UE insieme allo strumento di misura Portavo® 907 Multi Oxy Knick.

9 Pezzi di ricambio

Denominazione

Recipienti di calibrazione e protezione	ZU 0911
---	---------

Cappuccio sensore	ZU 0913</



088157

Betriebsanleitung für optische Sauerstoffsensoren der Reihe SE 340

1 Sicherheitshinweise

⚠ ACHTUNG

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Sensors aufmerksam durch, um einen einwandfreien Gebrauch sicherzustellen. Betrieb und Wartung des Sensors dürfen nur durch vom Anlagenbetreiber autorisiertes, geschultes Personal durchgeführt werden.

Trotz seiner äußerlichen Robustheit ist der Sensor ein optisches Präzisionsgerät. Beachten Sie daher beim Benutzen einige Vorsichtsmaßnahmen:

- Berühren Sie die Sensormembran nicht unnötig mit den Fingern.
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen der Sensormembran (Druck, Kratzer).
- Schützen Sie das Innere der Sensorkappe vor direktem Sonnenlicht.

Zur Reinigung nur klares Wasser oder nicht scheinende, alkoholfreie Reinigungsmittel verwenden, da sonst die optisch aktiven Oberflächen beschädigt werden können.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Knick Sauerstoffsensoren der Reihe SE 340 sind Sensoren, die optisch auf der Basis von Photolumineszenz den Sauerstoffgehalt in Flüssigkeiten erfassen. Ein Temperatursensor NTC 30K ist integriert. SE 340-Sensoren sind u. a. für folgende Einsatzzwecke konzipiert:

- Vor-Ort-Messungen in Flüssen, Seen und Abwasser
- Anwendungen im Wasser-Labor
- BSB-Messungen

3 Produktkennzeichnung

Das Typenschild befindet sich aufgedruckt auf dem Sensor und enthält folgende Informationen:

Knick Hersteller des Sensors
SE 340 Typenbezeichnung
pO₂ 0...400 mbar Messbereich O₂-Partialdruck

Tamb 0...50 °C Temperaturbereich

Zusätzlich ist jeder Sensor mit einer Seriennummer auf dem Schriftzettel versehen, um die Identifikation / Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.

4 Installation und Inbetriebnahme

1. Prüfen Sie den Sensor auf eventuelle mechanische Defekte des Schafes, des Kabels sowie der Sensormembran. Melden Sie Schäden Ihrem Knick Service-Team.
2. Danach den Sensor an das Messgerät anschließen. Der Sensor ist sofort einsatzbereit.

5 Messen


Beachten Sie die erforderliche Mindesteintauchtiefe (vergl. technische Daten). Der Sauerstoffsensor ermöglicht präzise Messungen auch ohne Anströmung.

6 Kalibrierung des Sensors - Fehlerbehebung

Der Sauerstoffsensor SE 340 ist werkseitig kalibriert. Die Messcharakteristik der Sensorkappe bleibt normalerweise über deren Lebensdauer stabil. In folgenden Ausnahmefällen kann eine Anwenderkalibrierung nötig sein:

- unplausible Messwerte
- Ende der Lebensdauer der Sensorkappe
- routinemäßige betriebliche Qualitätsicherung

Die Anwenderkalibrierung erfolgt in wasserdampfgesättigter Luft im Schutz- und Kalibiergefäß (b). Zum Erreichen der Wasserdampfsättigung den Schwamm (a) anfeuchten.



Fehler	Ursache	Behebung
Keine Messwerte	Messgerät und Sensor nicht verbunden	Verbindung herstellen
	Kabel defekt	Sensor einsenden

Messwert zu hoch/ zu niedrig oder Fehlermeldung	Ursache	Behebung
Messwert zu hoch/ zu niedrig oder Fehlermeldung	Belag auf Sensorkappe	Sensorkappe reinigen
	Membran beschädigt	Sensorkappe wechseln

Error	Ursache	Behebung
Keine Messwerte	Messgerät und Sensor nicht verbunden	Verbindung herstellen
	Kabel defekt	Sensor einsenden

Error	Ursache	Behebung
Messwert zu hoch/ zu niedrig oder Fehlermeldung	Belag auf Sensorkappe	Sensorkappe reinigen
	Membran beschädigt	Sensorkappe wechseln
	Lebensdauer der Sensorkappe erreicht	nach Prüfung ggf. Sensorkappe wechseln
	Schmutz im Inneren der Sensorkappe und im Sensorkopf.	Sensorkappe und Sensorkopf innen reinigen.
	Schutzkorb nicht fest genug angezogen.	Bei der Montage Schutzkorb bis zum Anschlag festziehen.
	Sensorkappe undicht oder defekt.	ggf. Sensorkappe erneuern

7 Aufbewahrung, Wartung, Reinigung

Den Sensor immer im Schutz- und Kalibiergefäß oder im Köcher bei einer Temperatur von 0 bis +50 °C (32 bis 122 °F) aufbewahren.
Die Sensorkappe wird folgendermaßen gewechselt:



- Sensor äußerlich reinigen.
 - Schutzkorb und Sensorkappe wie abgebildet von Hand demontieren.
 - Gegebenenfalls reinigen, ebenso das Gewinde des Schutzkörbes.
 - O-Ring (rot) prüfen und ggf. ersetzen.
 - Sensorkappe wieder aufsetzen (hierbei muss die Arretierung des Sensorkopfes in die Sensorkappe greifen).
 - Schutzkorb von Hand festschrauben. Zwischen Schutzkorb und Sensor bleibt ein Spalt von ca. 0,8 mm.
- Clean** only using clear water or nonabrasive, alcohol-free detergents, as otherwise the optically active surfaces could be damaged.

Bewahren Sie abmontierte Sensorkappen nur in lichtgeschützter Umgebung auf.

8 Technische Daten

Sensor

Messbereiche bei 20 °C (68 °F)	0 ... 20 mg/l O ₂ 0 ... 200 % O ₂ -Sättigung 0 ... 400 mbar O ₂ -Partialdruck
--------------------------------	--

Genaugigkeit	± 1,5% in luftgesättigtem Wasser
--------------	----------------------------------

Nullsignal	≤ 0,02 mg/l O ₂ ≤ 0,2 % O ₂ -Sättigung ≤ 0,4 mbar O ₂ -Partialdruck
------------	--

Ansprechzeit (gerührte Lösung)	t ₉₀ (90 % der Endwertanzeige nach) < 30 s t ₉₅ (95 % der Endwertanzeige nach) < 45 s t ₉₉ (99 % der Endwertanzeige nach) < 60 s
--------------------------------	---

Temperaturbereich	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
-------------------	-----------------------------

Genaugigkeit	± 0,2 K
--------------	---------

Ansprechzeit (t)	t ₉₉ (99 % der Endwertanzeige nach) < 60 s
------------------	---

Druckfestigkeit	Sensor mit Anschluss- IP 68 (2,5 x 10 ⁵ Pa kabel bzw. 2,5 bar)
-----------------	---

Eintauchtiefe	Kabelstecker IP 67 (gesteckt)
---------------	-------------------------------

Anströmung	nicht erforderlich
------------	--------------------

Lagermethode	im Schutz- und Kalibiergefäß ZU 0911 oder im Köcher
--------------	---

Materialien	Schaft, Abschlusskopf POM
-------------	---------------------------

	Sensorkappe PVC, Silikon, PMMA
--	--------------------------------

	Sensorkopf POM, PV, PMMA
--	--------------------------

Kontakte Sensorkopf	Messing, vergoldet
---------------------	--------------------

Thermistorgehäuse	VA-Stahl 1.4571
-------------------	-----------------

Schutzkorb	VA-Stahl 1.4571
------------	-----------------

Dichtungen	FPM (Viton)
------------	-------------

Gewicht	180 g (mit Kabel)
---------	-------------------

Anschlusskabel

Länge	1,2 m
-------	-------

Durchmesser	4,3 mm
-------------	--------

Max. Temperaturbereich	0 ... 50 °C
------------------------	-------------

Kleinstradius	bei fester Verlegung: 20 mm im flexiblen Einsatz: 60 mm
---------------	---

Steckertyp	M12 / 8-polig
------------	---------------

Der Knick Sensor SE 340	erfüllt die EU-Richtlinien gemeinsam mit dem Knick Messgerät Portavo® 907 Multi Oxy.
-------------------------	--

9 Ersatzteile

Bestellnummer

Schutz- und Kalibiergefäß	ZU 0911
---------------------------	---------

Sensorkappe	ZU 0913
-------------	---------

10 Garantie

12 Monate nach Lieferung auf Fertigungsfehler.

11 Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen

Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.



Instructions for Use for Series SE 340 Optical Oxygen Sensors

1 Safety Information

⚠ NOTICE

To ensure proper functioning, read these instructions carefully before putting the sensor into operation. Operation and servicing of the sensor must be carried out by specially trained personnel authorized by the operating company.

Despite its exterior robustness, the sensor is a high precision optical instrument. Therefore, you should take the following precautions when handling the sensor:

- Please do not touch the sensor membrane with your fingers.
- Avoid any mechanical stress of the sensor membrane (pressure, scratches).
- Do not expose the interior of the sensor cap to direct sunlight.

Clean only using clear water or nonabrasive, alcohol-free detergents, as otherwise the optically active surfaces could be damaged.

2 Intended Use

The Knick series SE 340 oxygen sensors optically measure the oxygen content in liquids using the principle of photoluminescence. An NTC 30K temperature detector is integrated. SE 340 sensors are designed for the following applications, among others:

- On-site measurements in rivers, lakes and wastewater
- Applications in water laboratories
- BOD measurements

3 Product Marking

The markings on each sensor or on the packaging label include the following information:

Knick Manufacturer of sensor

SE 340 Model designation

pO₂ 0...400 mbar O₂ partial pressure range

Tamb 0...50 °C Temperature range

In addition, each sensor is provided with a serial number on its body to allow identification / retraceability.

4 Installation and Commissioning

1. Inspect the sensor for mechanical damage of the body, the cable or the sensor membrane. Report any damage to your Knick service team.
2. Then connect the sensor to the meter. The sensor is immediately ready to use.

5 Measuring

Observe the required minimum immersion depth (see Specifications). The oxygen sensor enables precise measurements without any incident flow.

6 Calibrating the Sensor - Troubleshooting

The SE 340 oxygen sensor is factory-calibrated. The measuring characteristics of the sensor cap normally remain stable for the specified service life. A user calibration may be required in the following special cases:

- Implausible measured values
- End of the sensor cap's service life
- Routine company quality assurance

Calibrate the sensor in water-vapor saturated air in the protection and calibration cap (b). Moisten the sponge (a) to achieve water vapor saturation.