

Sommario

Informazioni su queste istruzioni	5
Contenuto della documentazione	6
Introduzione	7
Panoramica di Stratos MS	8
Contenuto della fornitura	8
Accessori di montaggio	9
Montaggio su palo, tettoia di protezione	10
Montaggio su quadro elettrico	11
Disposizione dei morsetti, targhette di identificazione	12
Alimentazione di corrente	13
Messa in servizio	14
Cavo Memosens	15
Modalità operativa Misurazione	17
Tasti e loro funzioni	18
Colori del segnale (retroilluminazione display)	19
Display	19
Display in modalità di misurazione	20
Selezione modalità / inserimento valori	21
Modalità operative	22
Stato operativo HOLD	23
Modalità operative/Funzioni	24
Collegamento di sensori Memosens	26
Sostituzione sensore	27
Configurazione: panoramica	28
Configurazione	30
Controllo sensore (TAG, GROUP)	32
Corrente di uscita: campo, inizio corrente, fine corrente	34
Corrente di uscita: costante di tempo del filtro di uscita	36
Corrente di uscita: Error e HOLD	38
Corrente di uscita: ritardo allarme, Sensocheck	40

Correzione sale, correzione pressione	
Contatti di relè: assegnazione funzioni, soglie	
Contatti di relè: funzione di soglia, isteresi	
Contatti di relè: allarme	
Contatti di relè: pilotaggio delle sonde di lavaggio	
Cablaggio di protezione	
Calibrazione	
Combinazione frequentemente utilizzata	
grandezza misurabile/modo di calibrazione	
Calibrazione della pendenza in aria	
Calibrazione della pendenza in acqua	
Calibrazione dello zero	60
Calibrazione prodotto	62
Compensazione della sonda termometrica	64
Misurazione	65
Diagnosi	66
Service	71
Messaggi di errore	74
Sensocheck e Sensoface	76
Stati operativi	77
Programma di fornitura	78
Dati tecnici	79
Indice	83

Con riserva di modifiche.

Restituzione in caso di garanzia

In caso di garanzia, siete pregati di contattare il servizio di assistenza tecnica. L'apparecchio dovrà essere inviato dopo accurata pulizia all'indirizzo indicatovi. Qualora sia venuto a contatto con un liquido di processo, l'apparecchio dovrà essere decontaminato o disinfettato prima di essere spedito. In questo caso, vi preghiamo di allegare alla spedizione la rispettiva dichiarazione per evitare di esporre i collaboratori del servizio di assistenza ed eventuali pericoli.

Smaltimento

Per lo smaltimento di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate" si devono osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia nei rispettivi paesi di utilizzo.

Informazioni su queste istruzioni per l'uso

Queste istruzioni devono fungere da "opera di consultazione sull'apparecchio". Non è necessario leggere l'intero volume dall'inizio alla fine.

Basta cercare nell'*Indice* o nel *Sommario* la funzione che interessa. L'argomento si sviluppa sulla pagina doppia aperta e passo passo viene spiegato come impostare la funzione desiderata. I numeri di pagina ben leggibili e i titoli delle colonne aiuteranno ad accedere rapidamente alle informazioni:



Grandezza interessata

Pagina destra:

Cosa è possibile impostare per questa funzione

Avvertenze sulla sicurezza

Nelle lingue ufficiali UE e altre

Guide brevi all'uso

Installazione e primi passi:

- Comando
- Struttura menu
- Calibrazione
- Indicazioni di gestione in caso di messaggi di errore

Certificati di collaudo

Documentazione elettronica

Manuali + Software

Apparecchi Ex

Control Drawings

Dichiarazioni di conformità UE

Documentazione attuale in Internet:



www.knick.de

Stratos MS è un apparecchio a 4 fili per l'utilizzo dei sensori Memosens. La versione A405B può essere utilizzata in ambienti a rischio di esplosione Zona Ex 2. La corrente è fornita da un alimentatore universale da 80 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz / 24 ... 60 V CC.

Sul lato di uscita l'apparecchio dispone di due uscite di corrente (0) 4 ... 20 mA per trasmettere ad es. i valori misurati e la temperatura.

Sono disponibili due contatti di commutazione a potenziale zero.

Sono impostabili le seguenti procedure di misurazione:

- pH
- potenziale Redox
- ossigeno disciolto
- Misurazione della conduttività (conduttiva/induttiva)

Contenitore e possibilità di montaggio

- Il robusto contenitore in PBT è pensato per il tipo di protezione IP 67/NEMA 4X outdoor, Material Front: PBT, contenitore inferiore: PC.
 Dimensioni h 148 mm, l 148 mm, p 117 mm
 Le aperture già presenti nel contenitore consentono:
- il montaggio su quadro elettrico (foratura 138 mm x 138 mm a norma DIN 43700)
- il montaggio a parete (con tappi di tenuta per il montaggio ermetico del contenitore)
- il montaggio su palo (Ø 40 ... 60 mm, 🗖 30 ... 45 mm)

Tettoia di protezione contro le intemperie (accessorio)

La tettoia di protezione disponibile come accessorio offre un'ulteriore protezione contro l'azione diretta delle intemperie e i danni di natura meccanica.

Collegamento dei sensori, uscite dei cavi

Per l'uscita dei cavi, il contenitore dispone di

- 3 aperture per pressacavi a vite M20x1,5
- 2 aperture per NPT 1/2" o Rigid Metallic Conduit

Sensori Memosens e cavo di collegamento

Maggiori informazioni sulla nostra offerta sono reperibili su www.knick.de.

Contenuto della fornitura

Assicuratevi che la confezione non sia stata danneggiata durante il trasporto e sia completa.

La fornitura comprende:

unità frontale, contenitore inferiore, sacchetto minuteria Certificato di collaudo del costruttore Documentazione



Fig.: Montaggio dei componenti del contenitore

- 1) Ponticello di circuito chiuso (3 pezzi)
- 2) Rondella (1 pezzo), per il montaggio di Conduit: rondella tra contenitore e dado
- 3) Fascetta serracavo (3 pezzi)
- 4) Perno della cerniera (1 pezzo), inseribile da entrambi i lati
- 5) Viti di fissaggio (4 pezzi)

- 6) Tappo (1 pezzo)
- 7) Riduttore in gomma (1 pezzo)
- 8) Pressacavi a vite M20x1,5 (3 pezzi)
- 9) Tappi di chiusura (3 pezzi)
- 10) Dadi esagonali (5 pezzi)
- 11) Tappi di tenuta (2 pezzi) per il montaggio ermetico a parete

Schema di montaggio, dimensioni







- 1) Pressacavi a vite (3 pezzi)
- Fori per i collegamenti a vite per cavi o Conduit ½", ø 21,5 mm (2 fori)
 - I collegamenti a vite Conduit non sono compresi nella fornitura!
- Fori per il montaggio su palo (4 fori)
- 4) Fori per il montaggio a parete (2 fori)

Accessori di montaggio

Kit per montaggio su palo, accessorio ZU 0274 Tettoia di protezione per montaggio a parete e su palo, accessorio ZU 0737 Kit per montaggio su quadro elettrico, accessorio ZU 0738

Montaggio su palo, tettoia di protezione



- 1) Fascette stringitubo a vite senza fine a norma DIN 3017 (2 pezzi)
- 2) Piastra di montaggio su palo (1 pezzo)
- 3) Palo verticale o orizzontale, a scelta
- 4) Viti autofilettanti (4 pezzi)

Fig.: Kit per montaggio su palo, accessorio ZU 0274



Fig.: Tettoia di protezione per montaggio a parete e su palo, accessorio ZU 0737

Montaggio su quadro elettrico



- 1) Guarnizione circolare (1 pezzo)
- 2) Viti (4 pezzi)
- 3) Posizione del quadro elettrico
- 4) Staffa (4 pezzi)
- 5) Manicotti filettati (4 pezzi)

Incavo del quadro elettrico 138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig.: Kit per montaggio su quadro elettrico, accessorio ZU 0738

Panoramica di Stratos MS



Disposizione dei morsetti, targhette di identificazione

Morsetti a vite idonei per fili singoli e cavetti fino a 2,5 mm²



Impiego in ambienti a rischio di esplosione



Per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione osservare i dati degli schemi di controllo (Control Drawing).

Alimentazione di corrente

Collegamento dell'alimentazione di corrente di Stratos MS ai morsetti 21 e 22 (80 ... 230 V CA, 45 ... 65 Hz / 24 ... 60 V CC)



Collegamento sensore Memosens			
1	marrone	+3 V	
2	verde	RS 485 A	
3	giallo	RS 485 B	
4	bianco/trasp.	GND/shield	

Figura:

morsetti, apparecchio aperto, retro dell'unità frontale

Disposizione dei morsetti

Collegamento Memosens				
1 (BN)	+3 V	marrone		
2 (GN)	RS 485 A	verde		
3 (YE)	RS 485 B	giallo		
4 (WH/CL)	GND/ shield	bianco / trasp.		
5	do not conn	lect		
6	do not conn	lect		
7	do not conn	lect		
Uscite di co	orrente OUT1	, OUT2		
8	+ Out 2			
9	– Out 1 / Ou	– Out 1 / Out 2		
10	+ Out 1	+ Out 1		
11	HOLD			
12	HOLD			
13	do not connect			
Contatti di commutazione REL1, REL2				
14	REL 1			
15	5 REL 1/2			
16	REL 2			
17	do not conn	lect		
18	do not conn	lect		
19	do not connect			
20	do not connect			
Alimentazione di corrente				
21 power				
22 power				

Messa in servizio

Se viene collegato un sensore Memosens, la funzione di misurazione corrispettiva (tipo di apparecchio) viene caricata automaticamente.

Modifica del procedimento di misurazione

Nel menu "Service" può essere impostato un altro procedimento di misurazione in qualsiasi momento.

Calibrazione e manutenzione in laboratorio

Il software "MemoSuite" consente di calibrare i sensori Memosens in condizioni riproducibili al PC in laboratorio. I parametri del sensore vengono registrati in una banca dati. Documentazione e archiviazione in conformità ai requisiti della normativa FDA CFR 21 Part 11. Protocolli dettagliati possono essere visualizzati come export csv per Excel. L'accessorio MemoSuite è disponibile nelle versioni "Basic" e "Advanced": www.knick.de.





Dimensioni di visualizzazione dei valori misurati Spostando il puntatore del mouse su un valore misurato, si trasforma nel simbolo di una lente d'ingrandimento; con un clic del mouse è possibile ingrandire la visualizzazione dei valori misurati.

Cavo Memosens



Dati tecnici

Materiale	TPE
Diametro cavo	6,3 mm
Lunghezza	fino a 100 m
Temperatura di processo	−20 °C +135 °C / −4 +275 °F
Tipo di protezione	IP 68

Chiave tipo

	Tipo cavo	Lunghezza cavo	N. ordine
	Capicorda	3 m	CA/MS-003NAA
ns		5 m	CA/MS-005NAA
ose		10 m	CA/MS-010NAA
Ĩ		20 m	CA/MS-020NAA
ž	Connettore M12, 8 poli	3 m	CA/MS-003NCA
		5 m	CA/MS-005NCA
: EX*)	Capicorda	3 m	CA/MS-003XAA
		5 m	CA/MS-005XAA
ens		10 m	CA/MS-010XAA
sor		20 m	CA/MS-020XAA
len	Connettore M12, 8 poli	3 m	CA/MS-003XCA
2		5 m	CA/MS-005XCA
		Altre lunghezze cavi e altri tipi di cavo disponibili	
		su richiesta.	

*) Certificato Ex ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Modalità operativa Misurazione

Dopo aver inserito la tensione d'esercizio, l'apparecchio passa automaticamente in modalità operativa "Misurazione". Avvio della modalità operativa Misurazione da un'altra modalità (es. Diagnosi, Service): Premere a lungo il tasto **meas** (> 2 s).



In base alla configurazione è possibile impostare diversi indicatori come display standard per la modalità operativa "Misurazione" (vedi pag. 20).

Nota: premendo il tasto **meas** in modalità operativa Misurazione è possibile visualizzare le schermate del display temporaneamente per ca. 60 s.



Tasti e loro funzioni

Tasto direzionale su/giù

- Menu: aumento/diminuzione valore numerico
- Menu: Selezione

meas

- Indietro di un livello nel menu
- Direttamente nella modalità di misurazione (premere per > 2 sec.)
- Modalità di misurazione: altre schermate del display (temporaneamente per ca. 60 s)



enter

- Configurazione: confermare le immissioni, passo di configurazione successivo
- Calibrazione:
 proseguimento procedura di
 programmazione

Tasto direzionale sinistra/destra

- Menu: gruppo menu precedente/ successivo
- Inserimento numerico: posizione verso sinistra/destra

, info

- Visualizzazione informazioni
- Visualizzazione messaggi di errore

Menu

 Modalità di misurazione: apertura menu

Display



- 1 Temperatura
- 2 Sensocheck
- 3 Intervallo/Tempo di risposta
- 4 Dati del sensore
- 5 Usura
- 7 Allarme
- 8 Service
- 9 Non utilizzato
- 10 Calibrazione
- 11 Sensore Memosens
- 12 Attesa in corso

- 13 Info disponibili
- 14 Stato HOLD attivo
- 15 Display principale
- 16 Display secondario
- 17 Avanti con enter
- 18 Non utilizzato
- 19 Diagnosi
- 20 Modalità di configurazione
- 21 Modalità di calibrazione
- 22 Modalità di misurazione
- 23 Sensoface
- 24 Simbolo unità di misura

Colori del segnale (retroilluminazione display)

rosso rosso lampeggiante Allarme (in caso di errore: valori lampeggianti) Immissione errata: valore non consentito e/o codice d'accesso errato



Selezione modalità operativa:

- 1) Premere a lungo il tasto meas (> 2 sec.) (modalità operativa "Misurazione")
- 2) Premere il tasto menu per visualizzare il menu di selezione
- 3) Selezione della modalità operativa mediante tasto direzionale sinistra/destra
- 4) Confermare la modalità operativa selezionata con enter



Inserimento valori:

- 5) Selezione posizione numerica: tasto direzionale sinistra/destra
- 6) Modifica valore numerico: tasto direzionale su/giù
- 7) Confermare l'inserimento con enter



Diagnosi

Visualizzazione dei dati di calibrazione, visualizzazione dei dati sensore, controllo sensore, esecuzione di un autotest dell'apparecchio, richiamo delle voci del log book e visualizzazione della versione hardware/software dei singoli componenti. Il log book può comprendere 100 voci (00...99), consultabili direttamente sull'apparecchio.

HOLD

Avvio manuale dello stato operativo HOLD, es. per la sostituzione dei sensori. Le uscite del segnale assumono uno stato definito. HOLD può essere attivato anche tramite ingresso esterno (vedere pagina seguente).

Calibrazione

Ogni sensore ha caratteristiche tecniche tipiche che cambiano nel corso del tempo di esercizio. Per poter fornire un valore misurato corretto è necessario eseguire una calibrazione, durante la quale l'apparecchio verifica quale valore il sensore invia durante la misurazione in un mezzo noto. Se c'è una deviazione, allora l'apparecchio può essere "regolato". In questo caso l'apparecchio mostra il valore "reale" e corregge internamente l'errore di misurazione del sensore. La calibrazione deve essere ripetuta ciclicamente. Gli intervalli tra i cicli di calibrazione dipendono dal carico del sensore. Durante la calibrazione, l'apparecchio passa allo stato operativo HOLD. **Per la calibrazione l'apparecchio rimane in modalità calibrazione finché l'operatore non ne esce.**

Configurazione

Per adattare l'apparecchio al task di misurazione, occorre configurarlo. Nella modalità operativa "Configurazione" si imposta quale campo di misurazione è stato trasferito e quando dovrebbero scattare i messaggi di avvertimento o allarme. Durante la configurazione, l'apparecchio passa allo stato operativo HOLD.

La modalità di configurazione si chiude automaticamente 20 minuti dopo l'ultimo azionamento dei tasti. L'apparecchio si porta in modalità di misurazione.

Service

Funzioni di manutenzione (generatore di corrente, test dei relè), assegnazione codici di accesso, selezione tipo di apparecchio (pH/Oxy/conduttività), ripristino impostazioni di default.

Lo stato HOLD è uno stato di sicurezza durante la configurazione e la calibrazione. La corrente di uscita è congelata (LAST) oppure impostata su un valore fisso (FIX). I contatti di allarme e di soglia sono disattivati.

Stato HOLD, visualizzazione sul display:



Comportamento del segnale di uscita

- **LAST:** la corrente di uscita viene congelata sull'ultimo valore. Si consiglia per una configurazione corta. Il processo non deve variare eccessivamente durante la configurazione. In questa impostazione non si notano le variazioni!
- **FIX:** la corrente di uscita viene impostata su un valore completamente diverso da quello di processo per segnalare al sistema di controllo che si sta lavorando sull'apparecchio.

Segnale di uscita con HOLD:



Uscita dallo stato operativo HOLD

Lo stato HOLD viene chiuso passando alla modalità di misurazione (tenere premuto a lungo il tasto **meas**). Sul display appare "Good Bye", e HOLD viene annullato. Annullando la calibrazione viene visualizzata una richiesta di sicurezza per verificare che la stazione di misurazione sia nuovamente operativa (ad es.: il sensore è stato reinstallato, è nel processo).

Attivazione esterna HOLD

Lo stato operativo HOLD può essere attivato in modo mirato dall'esterno con un segnale sull'ingresso Hold (per es. con il sistema di controllo del processo).

HOLD disattivato	0 2 V CA/CC
HOLD attivo	10 30 V CA/CC



Le fasi di configurazione sono raggruppate in gruppi di menu.

Utilizzare i tasti direzionali sinistra/destra per passare al gruppo di menu precedente/ successivo.

Ciascun gruppo contiene voci di menu per l'impostazione dei parametri. Aprire le voci di menu con **enter**. Modificare i valori con i tasti direzionali e confermare/rilevare le impostazioni con **enter**.

Indietro alla misurazione: Premere a lungo il tasto **meas** (> 2 sec.).

Selezione grup- po di menu	Gruppo di menu	Codice	Display	Selezione voce di menu
	Impostazioni sensore	SNS:		enter
		Voce di m	enu 1 :	anter
		Voce di m	enu	< enter
	Uscita corrente 1	OT1:) enter
	Uscita corrente 2	OT2:		
	Compensazione	COR:		
	Modalità allarme	ALA:		
	Uscite di commutazione (LIMIT / ALARM / WASH)	REL:		
	Impostazione ora	CLK:		₹.
۲ (پ	Denominazione stazione di misurazione	TAG:		

Passo	Azione/Display	Osservazioni	
Attaccare il sensore	i Sensor	Se non è collegato nessun sensore Memosens, il display visualizza il messaggio di errore "NO SENSOR".	
Attendere finché non vengono visualizzati i dati del sensore.	SEASOR UENTIFICATION	La clessidra sul display lampeg- gia.	
Verificare i dati del sen- sore	Con i tasti direzionali 4 visualizzare le informazio- ni sul sensore, confermare con enter .	Sensoface è felice se i dati del sensore sono corretti.	
Passare alla modalità di misurazione	Premere il tasto meas , info o enter	Dopo 60 secondi l'apparecchio entra automaticamente nella modalità di misurazione (time- out).	
Possibile messaggio di errore			
Sensore guasto. Sostituire il sensore	4 ● •ERR 004 SENSOR) ■■■■■	Quando appare questo messag- gio di errore, il sensore non può essere utilizzato. Sensoface è triste.	

Sostituzione sensore

Passo	Azione/Display	Osservazioni
Selezionare lo stato HOLD La sostituzione dei sen- sori dovrebbe sempre avvenire in stato HOLD, per evitare reazioni im- previste delle uscite e dei contatti.	Con il tasto menu richiamare il menu di selezione, con il tasto direzionale ↓ selezionare HOLD, confermare con enter .	L'apparecchio si trova quindi nello stato HOLD. In alternativa lo stato HOLD può essere atti- vato anche dall'esterno tramite l'ingresso HOLD. Durante lo stato HOLD, la corrente di uscita è congelata all'ultimo valore o impostata su un valore fisso.
Staccare e smontare il vecchio sensore		
Montare e attaccare il sensore nuovo.		I messaggi temporanei che emergono durante la sostitu- zione vengono visualizzati sul display ma non vengono emessi sul contatto di allarme né regi- strati nel log book.
Attendere finché non vengono visualizzati i dati del sensore.	SEAS DENTIFICATION	
Verificare i dati del sensore	Con i tasti direzionali visualizzare le informazio- ni sul sensore, confermare con enter .	Si possono visualizzare produt- tore e tipo di sensore, numero di serie e data dell'ultima cali- brazione.
Controllare i valori misurati		
Uscire da HOLD	Premere brevemente il ta- sto meas : ritorno al menu di selezione, premere a lungo il tasto meas : l'ap- parecchio si porta nella modalità di misurazione	

Configurazione (preimpostazione in grassetto)			
Sensore			Оху
SNS	NS MEAS MODE		dO % / dO mg/l / dO ppm / GAS %
TEMP UNIT		Т	°C / °F
	CAL MODE CALTIMER		CAL AIR / CAL WTR
			ON / OFF
	ON	CAL-CYCLE	0 9999 h (168 h)
	CHECK TAG		ON / OFF
	CHECK GROUP		ON / OFF

Uscita corrente 1			Оху
OT1	RANGE		4 20 mA / 0 20 mA
	CHANNEL		OXY / TMP
	OXY	BEGIN (0)/4 mA	000.0 600.0 %
	dO %	END 20 mA	000.0 600.0 %
	OXY	BEGIN (0)/4 mA	00.00 mg/l 99.99 mg/l
	dO / mg/l	END 20 mA	00.00 mg/l 99.99 mg/l
	OXY	BEGIN (0)/4 mA	00.00 ppm 99.99 ppm
	dO / ppm	END 20 mA	00.00 ppm 99.99 ppm
	OXY GAS / %	BEGIN (0)/4 mA	00.00 ppm 99.99 %
		END 20 mA	00.00 ppm 99.99 %
	TMP °C	BEGIN (0)/4 mA	−20 150 °C / 000.0 °C
		END 20 mA	–20 150 °C / 100.0 °C
	TMP °F	BEGIN (0)/4 mA	–4 302 °F / 032.0 °F
		END 20 mA	–4 302 °F / 212.0 °F
	FILTERTIME		0120 SEC / 120 SEC
	FAIL 22 mA		ON / OFF
	FACE 22 mA		ON / OFF
	HOLD MODE		LAST / FIX
	FIX	HOLD-FIX	4 22 mA / 021.0 mA

Uscita corrente 2	Preimpostazione CHANNEL: TMP	
	(altrimenti come OT1)	

Configurazione (preimpostazione in grassetto)				
Correzi	one		Оху	
COR	SALINITY		00.00 45.00 ppt (00.00 ppt)	
	PRESSURE UNIT		BAR / KPA / PSI	
	BAR	PRESSURE	0.000 9.999 BAR (1.013 BAR)	
	KPA	PRESSURE	000.0 999.9 KPA (100 KPA)	
	PSI	PRESSURE	000.0 145.0 PSI (14.5 PSI)	
Allarme	e	Оху		
ALA	DELAYTIME	0 600 s (0010 SEC)		
	SENSOCHECK	ON / OFF		
Relè 1				
RL1	LIMIT ALARM WASH	La selezione determina il seguente sottomenu.		
LM1	CHANNEL	OXY / TMP		
	FUNCTION	Lo LEVL / Hi LEVL		
	CONTACT	N/O / N/C		
	LEVEL	000.0 % 000.0 600.0 % 00.00 mg/l 99.99 mg/l 00.00 ppm 99.99 ppm 00.00 ppm 99.99 % (-20 150 °C)		
	HYSTERESIS	000.0 % / 0 50% del campo di misura		
	DELAYTIME	0010 SEC / 0000 9999 s		
AL1	TRIGGER	FAIL / FACE		
	CONTACT	N/O / N/C		
WS1	CYCLE TIME	000.0 h / 0.0 999.9 h		
	DURATION	0060 SEC / 0 1999 s		
	RELAX TIME	0030 SEC / 0000 1999 s		
	CONTACT	N/O / N/C		
Relè 2	Preimpostazior	e LIMIT / FUNCTION: Hi LEV	L (altrimenti come Relè 1)	

Ora / data			
CLK	FORMAT	24 h / 12 h	
	24 h	hh:mm	
	12 h	hh:mm (AM / PM)	00 12:59 AM / 1 11:59 PM
	DAY / MONTH	dd.mm	
	YEAR	2000 2099	
Stazione di misurazione (TAG), gruppo di stazioni di misurazione (GROUP)			
TAG	L'immissione viene effettuata nella riga di testo.		AZ, 09, -+ <>? / @
GROUP	L'immissione viene e	effettuata nella riga di testo.	00009999 (0000)

Tipo di apparecchio Oxy

La selezione del tipo di apparecchio avviene alla prima accensione dell'apparecchio. Il tipo di apparecchio può essere modificato nel menu SERVICE, il modo di calibrazione deve essere impostato quindi nel menu CONF.



Voce di menu	Azione	Selezione
Selezione modalità di misurazione	Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare la modalità di misurazio- ne utilizzato. DO: Misurazione in liquidi GAS: Misurazione in gas Confermare con enter	dO % dO mg/l dO ppm GAS %
Unità di temperatura	Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare °C o °F. Confermare con enter	° C °F
Mezzo di calibrazione aria/acqua	Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare il mezzo di calibrazione. AIR: mezzo di calibrazione aria WTR: mezzo di calibrazione acqua satura d'ossigeno Confermare con enter	CAL_AIR CAL_WTR
Timer di calibrazione	Con i tasti direzionali ▲ ▼ impostare CALTIMER: OFF: nessun timer ON: ciclo di calibrazione fisso (impostare nel prossimo passo) Confermare con enter	OFF/ON (ON: 0 9999 h)

Indicazioni sul timer di calibrazione:

Una volta attivato Sensocheck nel gruppo di menu Configurazione / Allarme, il decorso dell'intervallo di calibrazione viene visualizzato sul display tramite Sensoface:



Oltre l'80% dell'intervallo di calibrazione è già trascorso.

L'intervallo di calibrazione è stato superato.

Il tempo che rimane fino alla successiva calibrazione può essere consultato nella diagnosi (vedi capitolo Diagnosi).

Controllo sensore (TAG, GROUP)



Voce di menu	Azione	Selezione
TAG	Con i tasti direzionali 🔺 🔹 sele- zionare ON o OFF. Confermare con enter Se attiva, la registrazione per "TAG" nel sensore Memosens viene confrontata con la regi- strazione nello strumento di misura. Se le registrazioni non coinci- dono viene generato un mes- saggio.	ON/ OFF
GROUP	Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare ON o OFF. Confermare con enter Per le funzioni vedere sopra.	ON/ OFF

Controllo sensore (TAG, GROUP)

Se i sensori Memosens vengono calibrati in laboratorio, spesso è sensato, e a volte obbligatorio, che tali sensori vengano messi nuovamente in esercizio presso lo stesso o un definito gruppo di stazioni di misurazione. A tale scopo nel sensore possono essere registrati la stazione di misurazione (TAG) e il gruppo di stazioni di misurazione (GROUP). TAG e GROUP possono essere preimpostati dallo strumento di calibrazione o riportati automaticamente dal trasmettitore. Con il collegamento di un sensore MS al trasmettitore può essere verificato se il sensore contiene la TAG giusta o se appartiene al giusto GROUP, altrimenti viene generato un messaggio e Sensoface diventa triste. Sensoface "triste" può essere trasmesso anche come segnale di errore 22 mA. Il controllo del sensore può essere attivato, nella configurazione, a due livelli come TAG o GROUP.

Se nel sensore non è registrata alcuna stazione di misurazione / alcun gruppo delle stazioni di misurazione, ad es. con un nuovo sensore, Stratos riporta la propria TAG e il proprio GROUP. Con controllo del sensore spento, Stratos scrive sempre nel sensore la propria stazione di misurazione ed il proprio gruppo di stazioni di misurazione, una TAG / un GROUP già presente viene sovrascritta/o.

Corrente di uscita: campo, inizio corrente, fine corrente

(Esempio: uscita corrente 1



Configurazione uscita di corrente

Voce di menu	Azione	Selezione
Campo di corrente	Con i tasti direzionali ▲ ▼ selezionare il campo 4-20 mA o 0-20 mA. Confermare con enter	4-20 mA / 0-20 mA
Grandezza	Esempio: corrente di uscita1, tipo di apparecchio OXY Selezionare con i tasti direzio- nali ▲ ▼: OXY: valore di ossigeno TMP: Temperatura Confermare con enter	ΟΧΥ /ΤΜΡ
Inizio / fine corrente	Con i tasti direzionali ▲ ▼ modificare la posizione, con i tasti direzionali ∢ ▶ sele- zionare un'altra posizione. Confermare con enter	000.0 0600% (OXY) −20 150 °C / −4 302 °F (TMP)

Con le **grandezze su molte decadi**, è possibile spostare punto decimale e dimensione per la selezione dell'area con i tasti cursore **4 b**.

Infine con \checkmark e () viene inserito il valore numerico desiderato. Nelle misurazioni nei gas (GAS), la concentrazione in volume può così essere commutata tra la dimensione ppm e % (10000 ppm = 1 %).

Assegnazione dei valori misurati: inizio corrente e fine corrente

Esempio 1: campo di misura 0 ...100%

Esempio 2: campo di misura 50...70% Vantaggio: maggiore risoluzione nel campo interessato



Corrente di uscita: costante di tempo del filtro di uscita

(Esempio: uscita corrente 1


Voce di menu	Azione	Selezione
Costante di tempo del filtro di uscita	Con i tasti direzionali A 🗸 🌾 I immettere il valore	0120 SEC (0000 SEC)
	Confermare con enter	

Costante di tempo del filtro di uscita

Per stabilizzare l'uscita di corrente si può attivare un filtro passa-basso con una costante di tempo regolabile. In caso di salto all'ingresso (100%), una volta raggiunta la costante di tempo l'uscita presenta un livello del 63%. La costante di tempo è regolabile in un campo compreso tra 0 e 120 s. Se viene impostata su 0 s, l'uscita di corrente segue direttamente l'ingresso.

Nota:

il filtro agisce solo sull'uscita di corrente, non sul display o sulle soglie! Per la durata di HOLD il calcolo del filtro viene sospeso in modo da evitare salti all'uscita.



Corrente di uscita: Error e HOLD

(Esempio: uscita corrente 1



Configurazione uscita di corrente

Voce di menu	Azione	Selezione
Corrente di uscita con messaggio di errore	In caso di messaggi di errore la corrente di uscita può essere impostata a 22 mA. Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare ON o OFF. Confermare con enter	OFF / ON
Corrente di uscita con messaggi Sensoface OT1: FACE 22 mA	In caso di messaggi Sensoface la corrente di uscita può essere impostata a 22 mA. Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare ON o OFF. Confermare con enter	OFF / ON
Corrente di uscita con HOLD	LAST: con HOLD viene mante- nuto sull'uscita l'ultimo valore misurato. FIX: con HOLD viene mantenuto sull'uscita un valore (da preim- postare). Selezione con ▲ ▼ Confermare con enter	LAST/FIX
Corrente di uscita con HOLD FIX	Solo se è stato selezionato FIX: immissione della corrente che deve passare all'uscita con HOLD Con i tasti direzionali A () immettere il valore Confermare con enter	00.0022.00 mA (21.00 mA)

Segnale di uscita con HOLD:



40

Corrente di uscita: ritardo allarme, Sensocheck



Voce di menu	Azione	Selezione
Ritardo allarme	Con i tasti direzionali ▲ ▼ ↓ ↓ immettere il valore. Confermare con enter	0600 SEC (10 SEC)
Sensocheck	Selezione Sensocheck (controllo continuo della membrana del sensore e delle linee). Con i tasti direzionali ▲ ▼ selezionare ON o OFF. Confermare con enter . (Contemporaneamente viene attivato Sensoface. Se è OFF anche Sensoface è disattivato.)	ON/ OFF

Il ritardo di allarme ritarda la commutazione sul rosso della retroilluminazione display, il segnale 22 mA (se configurato) e l'attivazione del contatto di allarme.

l messaggi di errore possono essere comunicati con un segnale da 22 mA tramite corrente di uscita. Inoltre, un contatto di relè (RELAY1 / RELAY2) può essere configurato come contatto di allarme.

Correzione sale, correzione pressione



42

Voce di menu	Azione	Selezione
Immissione salinità	Immissione della salinità nella soluzione di misura. Con i tasti direzionali A V V immettere il valore. Confermare con enter	00.0045.00 ppt
Immissione unità di pressione	Con i tasti direzionali ▲ ▼ selezionare l'unità di pressione desiderata. Confermare con enter	Bar /kPa/PSI
Immissione correzione pressione MAN COR: PRESSURE	Selezionare con i tasti direzio- nali ▲ ▼ : MAN (impostazione manuale) Confermare con enter	MAN / EXT
Impostazione pressione manuale	Con i tasti direzionali A - () immettere il valore. Confermare con enter	Campo di ingresso: 0.0009.999 BAR / 000.0999.9 KPA / 000.0145.0 PSI 1.013 BAR

Configurazione contatti di relè

Contatti di relè: assegnazione funzioni, soglie



44

Voce di menu

Utilizzo dei relè

contacti di reic		77
Azione	Selezione	
Con i tasti direzionali seleziona- re nella riga di testo ▲ ▼ : • Funzione di soglia (LIMITS)	LIMIT / ALARM / WA	SH
messaggio di errore (ALARM)	Nota: con la selezior	ne si apre il

	re nella riga di testo ▲ ▼ : • Funzione di soglia (LIMITS) • messaggio di errore (ALARM) • Contatto di lavaggio (WASH) Confermare con enter	Nota: con la selezione si apre il relativo sottomenu.
Selezione della grandezza di misura	Con i tasti direzionali ▲ ▼ sele- zionare la grandezza di misura desiderata. Confermare con enter	OXY/TMP
Funzione soglia 1	Con i tasti direzionali seleziona- re il comportamento desiderato. LoLevel: attivo in caso di manca- to raggiungimento del punto di commutazione HiLevel: attivo in caso di supe- ramento del punto di commu- tazione Confermare con enter	Lo LEVL / Hi LEVL Icona soglia 1:
Comportamento del contatto di soglia 1 T LM 1: EUNTRET COM	N/O: normally open (contatto di lavoro) N/C: normally closed (contatto di riposo) Selezionare con i tasti direzio- nali ▲ ▼. Confermare con enter	N/O / N/C
Punto di commutazione soglia 1	Con i tasti direzionali A - () immettere il punto di commu- tazione. Confermare con enter	a seconda del sensore Memosens
	Confermare con enter	

Contatti di relè: funzione di soglia, isteresi

(Esempio: uscita di commutazione 1)



Configurazione contatti di relè

Voce di menu	Azione	Selezione
Isteresi soglia 1 RL & HYSTERESIS	Con i tasti direzionali A V A A Selezionare isteresi.	050% del campo di misura
Ritardo soglia 1	Il contatto viene attivato con ritardo (ma disattivato senza ritardo). Con i tasti direzionali A V A M impostare ritardo. Confermare con enter	0 9999 SEC (0010 SEC)

Applicazione dell'isteresi:







Contatti di relè: allarme

(Esempio: uscita di commutazione 1)



Configurazione contatti di relè

Voce di menu	Azione	Selezione
Allarme	Con i tasti direzionali ▲ ▼ ◀ ▶ selezionare se devono essere riconosciuti i messaggi di errore di attivazione dell'allarme (FAIL) o i messaggi Sensoface (FACE). Confermare con enter	FAIL / FACE
Comportamento del contatto	N/O: normally open (contatto di lavoro) N/C: normally closed (contatto di riposo) Selezionare con i tasti direzio- nali ▲ ▼. Confermare con enter	N/O / N/C



Contatto di allarme

Un contatto di relè (RELAY1 / RELAY2) può essere configurato come contatto di allarme.

50

Contatti di relè: pilotaggio delle sonde di lavaggio

(Esempio: uscita di commutazione 1)



Azione	Selezione
Con i tasti direzionali seleziona- re nella riga di testo ▲ ▼ : • Funzione di soglia (LIMITS)	LIMIT / ALARM / WASH
messaggio di errore (ALARM)Contatto di lavaggio (WASH)	Nota: con la selezione si apre il relativo sottomenu.
Confermare con enter	
Con i tasti direzionali A V () immettere il valore.	0.0999.9 h (000.0 h)
Confermare con enter	
Con i tasti direzionali ▲ ▼ ◀ ↓ impostare il valore. Confermare con enter	09999 SEC (0060 SEC) Relax Time: 0000 1999 SEC (0030 SEC)
Senza figura: Relax Time	
N/O: normally open (contatto di lavoro) N/C: normally closed (contatto di riposo) Con i tasti direzionali seleziona- re ▲ ▼. Confermare con enter	N/O / N/C
	Azione Con i tasti direzionali seleziona- re nella riga di testo ▲ ▼ : • Funzione di soglia (LIMITS) • messaggio di errore (ALARM) • Contatto di lavaggio (WASH) Confermare con enter Con i tasti direzionali ▲ ▼ 4 ↓ immettere il valore. Confermare con enter Confermare con enter Confermare con enter Senza figura: Relax Time N/O: normally open (contatto di lavoro) N/C: normally closed (contatto di riposo) Con i tasti direzionali seleziona- re ▲ ▼ . Confermare con enter



Cablaggio di protezione dei contatti di commutazione

I contatti di relè sono soggetti all'erosione elettrica e la loro durata viene ridotta soprattutto in presenza di carichi induttivi e capacitivi. Gli elementi utilizzati per sopprimere scintille ed archi, ad esempio, sono combinazioni RC, resistenze non lineari, resistenze di polarizzazione e diodi.



Applicazioni CA tipiche con carico induttivo

1 Carico

- 2 Combinazione RC, ad es. RIFA PMR 209 Combinazioni RC tipiche a 230 V CA: condensatore 0,1 μF / 630 V, resistenza 100 Ω / 1 W
- 3 Contatto

Tipiche misure protettive di cablaggio



- A: applicazione cc con carico induttivo
- **B:** applicazioni ca/cc con carico capacitivo
- C: collegamento di lampade ad incandescenza
- A1 Carico induttivo
- A2 Diodo autooscillante, ad es. 1N4007 (attenzione alla polarità!)
- A3 Contatto
- B1 Carico capacitivo
- B2 Resistenza, ad es. 8 Ω/1 W a 24 V / 0,3 A
- B3 Contatto
- C1 Lampada ad incandescenza, max. 60 W / 230 V, 30 W / 115 V
- C3 Contatto



Il carico massimo ammissibile dei contatti di relè non deve mai essere superato, neppure durante le commutazioni!

Ora e data, stazione di misurazione (TAG/GROUP)



54

Ora e data

La data e l'ora dell'orologio tempo reale integrato sono alla base del comando dei cicli di calibrazione e pulizia.

In modalità di misurazione sul display viene visualizzata l'ora. Con i sensori digitale, i dati di calibrazione vengono scritti nella testa del sensore. Inoltre le voci del log book (cfr. diagnosi) riportano una marcatura oraria.

Nota:

non viene eseguita commutazione da ora solare a ora legale! Commutare quindi l'orario manualmente!

Controllo sensore (TAG, GROUP)

Se i sensori Memosens vengono calibrati in laboratorio, spesso è sensato, e a volte obbligatorio, che tali sensori vengano messi nuovamente in esercizio presso lo stesso o un definito gruppo di stazioni di misurazione. A tale scopo nel sensore possono essere registrati la stazione di misurazione (TAG) e il gruppo di stazioni di misurazione (GROUP). TAG e GROUP possono essere preimpostati dallo strumento di calibrazione o riportati automaticamente dal trasmettitore. Con il collegamento di un sensore MS al trasmettitore può essere verificato se il sensore contiene la TAG giusta o se appartiene al giusto GROUP, altrimenti viene generato un messaggio e Sensoface diventa triste. Sensoface "triste" può essere trasmesso anche come segnale di errore 22 mA. Il controllo del sensore può essere attivato, nella configurazione, a due livelli come TAG o GROUP.

Se nel sensore non è registrata alcuna stazione di misurazione / alcun gruppo delle stazioni di misurazione, ad es. con un nuovo sensore, Stratos riporta la propria TAG e il proprio GROUP. Con controllo del sensore spento, Stratos scrive sempre nel sensore la propria stazione di misurazione ed il proprio gruppo di stazioni di misurazione, una TAG / un GROUP già presente viene sovrascritta/o.

Voce di menu	Azione	Selezione
Denominazione stazione di misurazione TAG	Nella riga inferiore del display è possibile asse- gnare un nome alla stazione di misurazione (ed eventualmente in aggiunta quello del gruppo di stazioni di misurazione). Si possono usare fino a 32 caratteri. Premendo (più volte) meas in modalità di misurazione è possibile visualizzare la deno- minazione delle stazioni di misurazione. Con i tasti direzionali ▲ ▼ selezionare lettera/ numero/simbolo, usare i tasti direzionali ◀ ▶ per passare alla posizione successiva. Confermare con enter	AZ, O9, - + < >?/@ I primi 10 simboli vengono visua- lizzati sul display senza scroll late- rale.
Gruppo di stazioni di misurazione GROUP	Con i tasti direzionali ▲ ▼ selezionare il nume- ro, usare i tasti direzionali ◀ ▶ per passare alla posizione successiva. Confermare con enter	0000 9999 (0000)

Con la calibrazione, l'apparecchio viene adattato alle caratteristiche specifiche del sensore.

Si consiglia di effettuare sempre una calibrazione in aria.

Rispetto all'acqua, l'aria è un mezzo di calibrazione di semplice utilizzo, stabile e, di conseguenza, sicuro. Tuttavia, per la calibrazione in aria occorre spesso smontare il sensore.

Nei processi biotecnologici in condizioni sterili non è possibile smontare il sensore per la calibrazione. Pertanto lo si dovrà calibrare direttamente nel mezzo (ad es. dopo la sterilizzazione aggiungendo aria e gas).

La pratica ha dimostrato che spesso, ad esempio nella biotecnologia, viene misurata la saturazione ma poi, per motivi di sterilità, occorre effettuare la calibrazione nel mezzo.

In altre applicazioni ove venga misurata la concentrazione (acque ecc.), invece, si consiglia la calibrazione in aria.

Nota:

la calibrazione può essere effettuata esclusivamente da personale specializzato. Talvolta, i parametri errati non sono direttamente visibili, ma modificano comunque le caratteristiche della misurazione.

56

Combinazione frequentemente utilizzata grandezza misurabile/modo di calibrazione

Misurazione	Calibrazione	Applicazione
Saturazione	Acqua	Biotecnologia; per la calibrazione non è possibile smontare il sensore (sterilità)
Concentrazione	Aria	Acque, bacini aperti

Di seguito è descritta la procedura per eseguire una calibrazione in aria della pendenza. Ovviamente sono possibili anche altre combinazioni di grandezza e modalità di calibrazione.

Display	Azione	Osservazioni
ERL RIR	Selezionare la calibrazione. Esporre il sensore all'aria, avviare con enter L'apparecchio entra nello stato HOLD.	"CAL WATER" oppure "CAL AIR" sono imposta- zioni di configurazione.
	Immissione dell'umidità relativa per mezzo dei tasti direzionali Continuare con enter	Valore preimpostato per l'umidità relativa in aria: rH = 50 %
	Immissione della pressione di calibrazione per mezzo dei tasti direzionali Continuare con enter	Valore preimpostato: 1.013 bar unità bar/kpa/PSI
	Controllo della deriva: Visualizzazione di: corrente sensore (nA), tempo di risposta (s), temperatura (°C/°F) Continuare con enter	ll controllo della deri- va può durare alcuni minuti.
	Visualizzazione dei dati di calibrazione (pendenza e punto zero). Continuare con enter	
Constant of the second	Visualizzazione dei valori misurati nella grandez- za impostata (qui: Vol%). L'apparecchio si trova ancora nello stato HOLD: Montare il sensore e verificare se la misurazione è OK. Con il tasto MEAS è possibile terminare la calibrazione, il tasto REPEAT ne consente la ripetizione.	Dopo aver terminato la calibrazione, le uscite rimangono ancora in stato HOLD per un breve periodo di tempo.

Calibrazione della pendenza in acqua

Display	Azione	Osservazioni
ERL WATER	Selezione calibrazione (SLOPE). Portare il sensore nel mezzo di calibrazione, avviare con enter	"CAL WATER" oppure "CAL AIR" sono imposta- zioni di configurazione.
	Immissione della pressione di calibrazione Continuare con enter	Valore preimpostato: 1.013 bar unità bar/kpa/PSI
	Controllo della deriva: Visualizzazione di: corrente sensore (nA), tempo di risposta (s), temperatura (°C/°F)	L'apparecchio entra nello stato HOLD. Il controllo della deriva può durare più a lungo
©- 593 , A ZERO 	Visualizzazione dei dati di calibrazione (pendenza e punto zero) e Sensoface Continuare con enter	Riferiti a 25 °C e 1013 mbar
	Visualizzazione dei valori misurati delle grandezze selezionate. Terminare la calibrazione: Selezionare MEAS ◀ ▶, poi enter	Ripetizione della cali- brazione: selezionare REPEAT ◀ ▶, quindi enter
© 8.23 [™] 6003 3¥E	Reimmettere il sensore nel processo. Calibrazione terminata	Dopo aver terminato la calibrazione, le uscite rimangono ancora in stato HOLD per un breve periodo di tempo.

l sensori di ossigeno amperometrici senza difetti hanno una corrente di punto zero ridotta, pertanto è consigliabile calibrare il punto zero soltanto per la misurazione di tracce di ossigeno.

Se si calibra il punto zero, il sensore dovrà restare nel mezzo di calibrazione almeno 10 ... 30 minuti (soluzione di solfito oppure azoto) per ottenere valori possibilmente stabili e privi di deriva.

Durante la calibrazione del punto zero, l'apparecchio non controlla la deriva. La corrente di punto zero di un sensore senza difetti è nettamente inferiore allo 0,5% della corrente d'aria.

Display	Azione	Osservazioni
	Selezionare Calibrazione, avanti con enter	
ZERO POINT	Calibrazione operativa. La clessidra lampeggia. Portare il sensore nel mezzo privo di ossigeno.	Visualizzazione (3 sec.) A partire da adesso, l'apparecchio si trova in stato HOLD.
	Display principale: Corrente di punto zero; applicare questo valore con enter o correggerlo con i tasti direzionali quindi applicarlo con enter . Display inferiore: corrente del sensore corren- temente misurata	Attendere il valore sta- bile, può durare 10 30 minuti.
	Visualizzazione pendenza Visualizzazione della nuova cor- rente di punto zero. Chiudere la calibrazione con enter , reimmettere il sensore nel processo.	Visualizzazione Senso- face
	Il valore di ossigeno viene visualizzato nel display principale. Terminare la calibrazione: Selezionare MEAS, enter	Ripetizione della cali- brazione: selezionare REPEAT, quindi enter
	Calibrazione terminata	Dopo aver terminato la calibrazione, le uscite rimangono ancora in stato HOLD per un breve periodo di tempo.

Calibrazione mediante prelevamento campione (calibrazione a un punto).

Durante la calibrazione prodotto, il sensore resta nella soluzione di misurazione. Il processo di misurazione viene interrotto solo brevemente.

Procedura:

Con il prelievo del campione, nell'apparecchio viene memorizzato il valore misurato attuale. L'apparecchio si riporta immediatamente nel modo di misurazione. La barra di stato [cal] lampeggia ricordando che la calibrazione non è ancora terminata. Il valore di riferimento viene calcolato in sito, ad esempio con uno strumento di misura a batteria portatile in bypass.

Questo valore viene quindi inserito nell'apparecchio. Dai due valori (valore misurato salvato e valore di riferimento) l'apparecchio calcola i nuovi valori di pendenza o di punto zero. Dalla grandezza del valore misurato, l'apparecchio riconosce automaticamente se viene ricalcolata la pendenza o il punto zero (con un indice di saturazione superiore a ca. 5% viene calcolata la pendenza, se inferiore, il punto zero).

Se il campione non è valido, allora invece del valore di riferimento si può applicare il valore misurato salvato durante il prelievo del campione. In questo modo restano memorizzati i vecchi valori di calibrazione. Infine è possibile avviare una nuova calibrazione del prodotto. Di seguito viene descritta la calibrazione prodotto con correzione della pendenza (una calibrazione prodotto con correzione del punto zero si svolge di conseguenza).

Display	Azione	Osservazioni
	Selezionare calibrazione prodotto: P_CAL Continuare con enter	Se per la calibrazione nel menu Service è stato assegnato un codice di accesso, in caso di codi- ce errato l'apparecchio torna alla modalità di misurazione.
PRODUCT STEP 1	Calibrazione operativa. La clessidra lampeggia. Continuare con enter	Visualizzazione (3 sec.)
i mqq EFF STORE VALUE	Prelievo campione e salvataggio del valore. Continuare con enter	Il campione può ora essere misurato in labo- ratorio.

Display	Azione	Osservazioni
© 4,7,3 1323 2740 1323 ■ ■	L'apparecchio ritorna in modalità misurazione.	Se la barra di stato CAL lampeggia, significa che la calibrazione del prodotto non è ancora conclusa.
PROJUCT STEP 2	Calibrazione prodotto 2° passo: se è presente il valore del campione, aprire nuovamen- te la descrizione del prodot- to (P_CAL).	Visualizzazione (3 sec.) A partire da adesso, l'apparecchio si trova in stato HOLD.
	Si visualizza il valore salvato (il valore lampeggia) ed è possibile sovrascrivere il valore di misurazione del campione. Continuare con enter	
© - 5 9 3 , 	Visualizzazione dei nuovi valori di pendenza e punto zero. Sensoface è attivo. Continuare con enter	Riferiti a 25 °C e 1013 mbar Ripetizione della cali- brazione: Selezionare REPEAT, quindi enter
♥ L3 7 Ai MEAS REPE, MEAS REPE,	Visualizzazione del nuovo valore Oxy. Sensoface è attivo. Terminare la calibrazione: Selezionare MEAS, enter	Ripetizione della cali- brazione: Selezionare REPEAT, quindi enter
© \] \ 600] }YE	Calibrazione terminata	Dopo aver terminato la calibrazione, le uscite rimangono ancora in stato HOLD per un breve periodo di tempo.

64 Compensazione della sonda termometrica

Display	Azione	Osservazioni
	Selezionare il metodo di calibrazione CAL_RTD. Avanti con enter	l parametri errati modifi- cano le caratteristiche di misurazione!
	Rilevamento della tempe- ratura con un termometro esterno.	Visualizzazione (3 sec.) A partire da adesso, l'apparecchio si trova in stato HOLD.
250 °C RJUUST 235°C,	Immissione del valore di temperatura rilevato. Differenza massima: 10 K. Continuare con enter	Visualizzazione della temperatura reale (senza compensazione) nel display inferiore.
	Viene visualizzato il valore della temperatura corretto. Sensoface è attivo. Terminare la calibrazione: Selezionare MEAS, poi enter	Ripetizione della cali- brazione: Selezionare REPEAT, quindi enter
° 2003 3 Å 6001 3ye	Al termine della calibrazio- ne, l'apparecchio passa alla visualizzazione dei valori misurati.	Dopo aver terminato la calibrazione, le uscite rimangono ancora in stato HOLD per un breve periodo di tempo.

Misurazione

Display



Osservazioni

L'apparecchio viene commutato con **meas** nello stato di misurazione dai menu di configurazione e calibrazione.

Nella modalità di misurazione, il display principale visualizza la grandezza configurata (%, mg/l, ppm o temperatura), il display secondario l'ora e la seconda grandezza configurata (%, mg/l, ppm o temperatura), la barra di stato [meas] è attivata.

Nota:

 in caso di interruzioni prolungate dell'alimentazione ausiliaria (> 5 giorni) l'ora visualizzata sul display viene sostituita da trattini e non è valida per l'elaborazione dei dati nell'apparecchio. In questo caso inserire l'ora corretta.

Con il tasto **meas** è possibile aprire una dopo l'altra le seguenti schermate. Dopo 60 sec. senza ricevere comandi, l'apparecchio torna a MAIN DISPLAY, vedi "Display in modalità di misurazione" a pagina 20.



Ulteriori schermate (ogni volta con **meas**)

- Visualizzazione denominazione stazione di misurazione ("TAG")
 Visualizzazione di ano o data (concer figura)
- 2) Visualizzazione di ora e data (senza figura)

In modalità diagnosi è possibile aprire le seguenti voci di menu senza interrompere la misurazione:

CALDATA	Consultazione dati di calibrazione
SENSOR	Consultazione dati sensore
SELFTEST	Attivazione autotest apparecchio
LOGBOOK	Visualizzazione voci log book
MONITOR	Visualizzazione valori misurati attuali
VERSION	Visualizzazione tipo apparecchio, versione software,
	numero di serie

La modalità diagnosi può essere protetta mediante un codice di accesso (menu SERVICE).

Nota:

in modalità diagnosi HOLD non è attivo!

Azione	Tasto	Osservazioni
Attivazione diagnosi	menu	Richiamare il menu di selezione con il tasto menu. Con ◀ ▶ selezionare DIAG, confermare con enter
Selezione opzio- ne diagnosi		Con i tasti direzionali ← > selezionare una delle seguenti voci: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION per altri comandi vedi pagine seguenti
Fine	meas	Uscire con meas .

Display



MEMOSENS

Voce di menu

Visualizzazione degli attuali dati di calibrazione

Con i tasti direzionali () selezionare CALDATA, confermare con enter.

Con i tasti direzionali ◀ ► selezionare nella riga di testo inferiore (LAST_CAL ZERO SLOPE NEXT_CAL).

La grandezza scelta viene visualizzata ogni volta automaticamente nel display principale.

Tornare alla misurazione con meas.

Visualizzazione dei dati sensore

Produttore, tipo, numero di serie e data dell'ultima calibrazione. Il Sensoface è attivo.

Visualizzazione dei dati con i tasti direzionali 4 > , tornare indietro con **enter** o **meas**.

Diagnosi

Display



Voce di menu

Autotest dell'apparecchio

(È possibile interrompere in qualsiasi momento con meas.)

- Test del display: Visualizzazione di tutti i segmenti alternativamente ai tre sfondi bianco/verde/rosso. Avanti con enter
- 2 Verifica di RAM: La clessidra lampeggia, alla fine --PASS-- o --FAIL--Avanti con enter
- 3 Test EEPROM: La clessidra lampeggia, alla fine --PASS-- o --FAIL--Avanti con enter
- 4 Test FLASH: La clessidra lampeggia, alla fine --PASS-- o --FAIL--Avanti con enter

Diagnosi

Display



Voce di menu

Visualizzazione delle voci del log book Con i tasti direzionali () selezionare LOGBOOK, confermare con enter.

Con i tasti direzionali ▲ è possibile sfogliare il log book avanti e indietro (voci -00-...-99-), l'ultima voce è -00-.

Con i tasti direzionali ◀ → è possibile poi visualizzare il testo del messaggio corrispondente.

Se il display è su testo messaggio, è possibile cercare con ▲ un messaggio specifico.

Con i tasti direzionali () è possibile poi visualizzare data e ora.

Tornare alla misurazione con meas.



Esempi di visualizzazione:

!_∏X'

OPERAT:ON

Voce di menu

Visualizzazione dei valori misurati in corso (controllo sensori)

Con i tasti direzionali () selezionare MONITOR, confermare con enter. Con i tasti direzionali () selezionare nella riga di testo inferiore. La grandezza scelta viene visualizzata ogni volta automaticamente nel display principale.

Tornare alla misurazione con meas.

Visualizzazione del valore misurato diretto (serve per la validazione, il sensore può essere influenzato per esempio da soluzioni di calibrazione oppure l'apparecchio viene controllato con un simulatore)

Visualizzazione del tempo di esercizio sensore

Versione Visualizzazione tipo di apparecchio, versione Software/Hardware e numero di serie per tutti i componenti dell'apparecchio. Con i tasti direzionali 🔺 🔻 è possibile passare dalla versione software alla versione hardware. Con enter passa ai prossimi componenti dell'apparecchio.

In modalità Service si possono richiamare le seguenti voci di menu:

MONITOR	Visualizzazione valori misurati attuali
OUT1	Test uscita corrente 1
OUT2	Test uscita corrente 2
RELAIS	Funzionamento dei relè
CODES	Assegnare o modificare i codici di accesso
DEVICE TYPE	Selezione tipo di apparecchio (pH, Oxy, Cond)
DEFAULT	Ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di default

Nota:

in modalità Service HOLD è attivo!

Azione	Tasto/Display	Osservazioni
Attivare service	menu	Richiamare il menu di selezione con il tasto menu. Con ◀ ▶ selezionare SERVICE, confermare con enter
Codice di ac- cesso	SSSS PRSSCOJE SERV :	Inserire il codice di accesso "5555" per la moda- lità Service con i tasti direzionali ▲ ▼ ◀ ▶ . Confermare con enter
Visualizzazione		In modalità service vengono visualizzati i seguenti simboli: • Triangolo HOLD • Service (chiave a vite)
Fine	meas	Uscire con meas .

Voce di menu	Osservazioni
	Visualizzazione dei valori misurati in corso (controllo sensore) con stato HOLD attivo contemporaneamente: Con i tasti direzionali ← > selezionare MONITOR, confermare con enter. Con i tasti direzionali ← > selezionare la grandezza di misura nella riga di testo inferiore.
	La grandezza scelta viene visualizzata ogni volta automaticamente nel display principale. Poiché l'apparecchio si trova in stato HOLD, grazie ai simulatori è possibile eseguire validazioni senza che le uscite del segnale ven- gano influenzate.
	Tornare alla misurazione: premere di nuovo meas .
i A Rm 5.51 Rm 5.51 F	Preimpostazione corrente uscite 1 e 2: Con i tasti direzionali ↓ selezionare OUT1 o OUT2, confermare con enter. Con i tasti direzionali ▲ ▼ ↓ impostare un valore di corrente valido per l'uscita corrispondente. Confermare con enter. Nella riga inferiore a destra viene visualizzata la corrente di uscita reale per il controllo. Terminare con enter o meas.
	Test dei relè (test manuale dei contatti): Con i tasti direzionali ↓ > selezionare RELAIS, confermare con enter. A questo punto lo stato dei relè viene "congelato", le due cifre del display principale indicano gli stati dei relè (da sinistra a destra: REL1, REL2), e il relè selezionato lampeggia. Con i tasti direzionali ↓ > selezionare uno dei relè, con i tasti direzionali ▲ ➤ chiudere (1) o aprire (0). Terminare con enter, i relè vengono reimpostati in base al valore di misura.
REL1 REL2	Tornare alla misurazione con meas .
Voce di menu



Osservazioni

Impostazione codici di accesso:

Nel menu "SERVICE - CODES" è possibile impostare i codici di accesso per l'accesso alle modalità operative DIAG, HOLD, CAL, CONF e SERVICE (già preimpostato su 5555).

In caso di perdita del codice di accesso service è necessario richiedere al produttore una "Ambulance-TAN" fornendo il numero di serie e la versione hardware dell'apparecchio.

Inserendo I"'Ambulance-TAN" verrà richiamata la funzione Service con codice di accesso 7321. Una volta inserito il corretto Ambulance TAN, l'apparecchio segnala "PASS" per ca. 4 s e ripristina il codice di accesso Service su 5555.

Ripristino impostazioni di default:

Nel menu "SERVICE - DEFAULT" è possibile riportare l'apparecchio all'impostazione di default.

Attenzione!

Dopo il ripristino delle impostazioni di default, l'apparecchio deve essere completamente riconfigurato, inclusi i parametri del sensore!

74

Errore	Testo informativo (compare in caso di errore pre- mendo il tasto 'Info')	Problema Causa possibile
ERR 99	DEVICE FAILURE	Errore dati taratura EEPROM oppure RAM guasta Questo messaggio di errore compa- re solo in caso di guasto completo. L'apparecchio deve essere riparato in stabilimento e tarato nuovamente.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Errore dati di calibrazione o configurazione Dati di calibrazione o configurazione errati, configurare e calibrare nuovamen- te l'apparecchio.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Errore di sistema Occorre un riavvio. Se non è possibile rimuovere l'errore, spedire l'apparecchio.
ERR 01	NO SENSOR	Errore del sensore Tipo di apparecchio non assegnato Sensore guasto Sensore non collegato Cavo sensore disinserito
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensore errato
ERR 04	SENSOR FAILURE	Errore nel sensore
ERR 05	CAL DATA	Errore nei dati di calibrazione
ERR 11	RANGE	Campo di visualizzazione superato/non raggiunto
ERR 12	MV RANGE	Campo di misura mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Campo di temperatura superato/non raggiunto

Errore	Testo informativo (compare in caso di errore pre- mendo il tasto 'Info')	Problema Causa possibile
ERR 60	OUTPUT LOAD	Errore carico
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corrente d'uscita 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corrente d'uscita 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corrente d'uscita 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corrente d'uscita 2 > 20,5 mA

Messaggi Sensoface:

Timer di calibrazione trascorso:	OUT OF CAL TIME CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Sensore punto zero/pendenza:	SENSOR ZERO/SLOPE CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Tempo di risposta sensore:	SENSOR DRIFT CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
La TAG del sensore non coincide con la voce dell'appa- recchio.	WRONG SENSOR TAG
Il GROUP del sensore non coincide con la voce dell'appa-recchio.	WRONG SENSOR GROUP xxxx

Controllo sensore Sensocheck, Sensoface



Sensocheck controlla continuamente il sensore e le linee di alimentazione. I tre pittogrammi di Sensoface sul display forniscono indicazioni di diagnosi relative alla necessità di manutenzione del sensore. Le altre icone del display rimandano alla causa dell'errore.

Con il tasto info è possibile richiamare una nota:

Nota:

il peggioramento del criterio di Sensoface determina anche il peggioramento dell'icona di Sensoface (lo smiley diventa "triste"). Per migliorare l'icona di Sensoface occorre effettuare una calibrazione o eliminare il difetto del sensore.

Messaggio di Sensoface

Il messaggio di Sensocheck viene visualizzato anche come messaggio di errore Err 15. Il contatto di allarme è attivo, la retroilluminazione del display diventa rossa, la corrente di uscita OUT viene impostata su 22 mA (se programmato nel menu "Configurazione").

Tutti gli ulteriori messaggi Sensoface possono essere visualizzati tramite un contatto (contatti di relè, allarme --> "FACE").

Disattivazione di Sensocheck e Sensoface

Sensocheck può essere disattivato nel menu "Configurazione" (disattivando così anche Sensoface).

Eccezione:

al termine di una calibrazione viene visualizzato sempre uno smiley di conferma.

Stati operativi

Stato operativo	OUT 1	OUT 2	REL1/2	Time out
Misurazione				-
DIAG				60 s
CAL				no
CONF				20 min
SERVICE				20 min
SERVICE OUT 1				20 min
SERVICE OUT 2				20 min
SERVICE RELAIS				20 min
Funzione di pulizia				no
HOLD				no

Spiegazione:

come da configurazione (Last/Fix o Last/Off)





78

Apparecchi	N. ordine
Stratos MS A405N	A405N
Stratos MS A405B (impiego in aree a rischio di esplosione, Zona 2)	A405B
Accessori di montaggio	
Kit di montaggio su palo	ZU 0274
Kit di montaggio su quadro elettrico	ZU 0738
Tettoia di protezione	ZU 0737
Presa apparecchio M12 per il collegamento del sensore con cavo Memosens/spina M12	ZU 0860

Informazioni aggiornate:

www.knick.de Telefono: +49 30 80191-0 Telefax: +49 30 80191-200 E-mail: info@knick.de

Ingresso OXY	Memosens (morsetti 1 4)		
Data In/Out	Interfaccia asincrona RS 485, 9600/19200 Bd		
Alimentazione ausiliaria	Morsetto 1 +3,08 V/10 mA, Ri < 1 $\Omega,$ a prova di corto circuito		
Modalità operative	GAS	Misurazione in gas	
	DO	Misurazione in liquidi	
	Misurazione della temperatura	a -20 150 °C (a seconda del sensore)	
Campi di visualizzazione	Saturazione (-10 80°C)	0,0 600.0 %	
Sensore standard (a seconda del sensore)	Concentrazione (-10 80°C)	0,00 99,99 mg/l	
((Ossigeno disciolto)	0,00 99,99 ppm	
	Concentrazione in vol. in gas	0,00 99,99 vol %	
Correzione ingresso	Correzione pressione *)	0,000 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI	
		manuale o via ingresso corrente 0(4) 20 mA	
	Correzione sale	0,0 45,0 g/kg	
Adattamento del sensore *)			
Modalità operative*)	CAL_AIR Calibrazione automatica in aria		
	CAL_WTR Calibrazione automatica in acqua satura d'aria		
	CAL_ZERO Calibrazione dello zero		
	P_CAL Calibrazione prodotto		
	Compensazione della sonda termometrica CAL_RTD		
Correzione pressione *)	manuale 0,000 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI		
Timer di calibrazione ^{*)}	Intervallo preimpostazione 0000 9999 h		
Sensoface	fornisce indicazioni sullo stato del sensore Analisi di punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione		

Ingresso HOLD	Isolato galvanicamente (accoppiatore optoelettronico)		
Funzione	Inserisce l'apparecchio nello stato HOLD		
Tensione di commutazione	0 2 V CA/CC HOLD disattivato		
	10 30 V CA/CC HOLD attivo		
Uscita 1	0/4 20 mA, max. 10 V, a potenziale zero (morsetti 8 / 9, collegati galv. con uscita 2)		
Campo superiore *)	22 mA in caso di messaggi di errore		
Curva caratteristica	lineare		
Filtro di uscita *)	Filtro PT ₁ , costante di tempo del filtro 0 120 s		
Errore di misura in esercizio ¹⁾	< 0,25 % del valore di corrente + 0,025 mA		
Uscita 2	0/4 20 mA, max. 10 V, a potenziale zero (morsetti 9 / 10, collegati galv. con uscita 1)		
Campo superiore *)	22 mA in caso di messaggi di errore		
Curva caratteristica	lineare		
Filtro di uscita *)	Filtro PT_1 , costante di tempo del filtro 0 120 s		
Errore di misura in esercizio 1)	< 0,25 % del valore di corrente + 0,025 mA		

*) programmabile dall'utilizzatore

¹⁾ come da norma IEC 746, Parte 1, alle condizioni nominali di esercizio

D 1) 4 / D			
Rele 1 / 2	Due contatti di relè, a potenziale zero (morsetti 14 / 15 / 16)		
Carico ammissibile del contatto	CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA CC < 30 V / < 3 A / < 90 W		
Utilizzo	Soglia / Allarme / Wash		
Soglia	Funzione	Min oppure Max	
	Punto di commutazione	entro il campo di misurazione	
	Comportamento del contatto	N/C oppure N/O	
	Isteresi	programmabile dall'utilizzatore	
	Ritardo di risposta	0000 9999 s	
Allarme	Attivazione	Guasto oppure Sensoface	
	Comportamento del contatto	N/C oppure N/O	
Wash	Tempo del ciclo	0,1 999,9 h	
	Durata di funzionam.	0 1999 s	
	Comportamento del contatto	N/C oppure N/O	
Orologio tempo reale	Diversi formati di ora e d	ata selezionabili	
Riserva di marcia	> 5 giorni		
Display	Display a cristalli liquidi, a sette segmenti con icone, con retroilluminazione a colori		
Display principale	Altezza caratteri ca. 22 mm, simbolo unità di misura ca. 14 mm		
Display secondario	Altezza caratteri ca. 10 mm		
Riga di testo	14 caratteri, a 14 segmenti		
Sensoface	3 visualizzazioni dello stato (smiley felice, neutro, triste)		
Messaggi di stato	meas, cal, conf, diag altri pittogrammi per configurazione e messaggi		
Indicazione di allarme	Il display lampeggia e c'è retroilluminazione rossa		
Tastiera	Tasti: meas, info, 4 tasti cursore, enter		
Funzioni di diagnosi			
Dati calibrazione	Data di calibrazione, punto zero, pendenza		
Autotest dell'apparecchio	Test automatico della memoria (RAM, FLASH, EEPROM)		
Test del display	Visualizzazione di tutti i segmenti		
Log book	100 eventi con data e ora		

Funzioni di servizio		
Generatore corrente	Corrente preimpostabile per le uscite 1 e 2 (00,00 22,00 mA)	
Controllo sensore	Visualizzazione dei segnali diretti del sensore (mV/ temperatura/ tempo di esercizio)	
Test relè	Controllo manuale dei contatti di relè	
Conservazione dei dati	Parametri, dati di calibrazione e log book > 10 anni (EEPROM)	
Sicurezza elettrica Protezione contro correnti pericolose nel corpo umano di cuiti di tensione minima di fronte alle reti secondo EN 61		
Protezione da esplosioni A405B	vedi Control Drawing oppure www.knick.de	
CEM	EN 61326	
Emissione interferenze	Classe B (settore abitativo)	
Immunità alle interferenze	Settore industriale	
Conformità RoHS	come da direttiva CE 2002/95/CE	
Alimentazione ausiliaria	80 V (-15%) 230 (+10%) V AC ; ca. 15 VA ; 45 65 Hz 24 V (-15%) 60 (+10%) V CC ; 10 W Categoria di sovratensione II, classe di protezione II	
Condizioni nominali di esercizio		
Temperatura ambiente	-20 +55 °C / -4 +131 °F	
Temperatura di trasporto/ conservazione	-30 +70 °C / -22 +158 °F	
Umidità relativa	10 95 % in assenza di condensa	
Contenitore	Contenitore in PBT/PC, rinforzato con fibra di vetro	
Fissaggio	Fissaggio su parete, palo, quadro elettrico	
Colore	Grigio RAL 7001	
Tipo di protezione	IP 67 / NEMA 4X outdoor (con compensazione della pressione)	
Combustibilità	UL 94 V-0	
Dimensioni	h 148 mm, l 148 mm, p 117 mm	
Incavo del quadro elettrico	138 mm x 138 mm secondo DIN 43700	
Peso	1,2 kg (1,6 kg compresi accessori e imballo)	
Condotti per i cavi	3 aperture per pressacavi a vite M20 x 1,5 2 aperture per NPT ½" o Rigid Metallic Conduit	
Collegamenti	Morsetti, sezione max. collegamento 2,5 mm², coppia di serraggio consigliata 0,50,6 Nm	

A

Accessori di montaggio, disegni 10 Accessori di montaggio, programma di fornitura 78 Alimentazione ausiliaria, dati tecnici 82 Alimentazione di corrente 13 Allarme, contatti di relè 48 Allarme, ritardo 40 Ambulance-TAN 73 Attivazione esterna HOLD 23 Autotest dell'apparecchio 68 Avvertenze sulla sicurezza 6

С

Cablaggio 13 Cablaggio di protezione dei contatti di commutazione 52 CALDATA 67 Calibrazione 56 Calibrazione con prelievo campione 62 Calibrazione della pendenza (mezzo acqua) 59 Calibrazione della pendenza (mezzo aria) 58 Calibrazione della pendenza, selezione mezzo di calibrazione 30 Calibrazione dello zero 60 Calibrazione e manutenzione in laboratorio 14 Calibrazione prodotto 62 Calibrazione, selezione del mezzo 31 Calibrazione, visualizzazione dati attuali 67 Campo di misura e corrente di uscita 35 Carichi capacitivi, cablaggio di protezione dei contatti di commutazione 52 Carichi induttivi, cablaggio di protezione dei contatti di commutazione 52 Cavo Memosens, dati tecnici, chiave tipo 15 Certificati di collaudo 6 Codice di accesso Service smarrito 73 Codici di accesso 73 Collegamento alimentazione ausiliaria 13 Collegamento sensore Memosens, disposizione dei morsetti 13 Colori segnale 19 Comando, generale 17 Compensazione della sonda termometrica 64 Componenti del contenitore 8 Comportamento contatti (funzione) 44 Configurazione, contatti di relè 44

Configurazione, controllo sensore (TAG, GROUP) 32 Configurazione, corrente di uscita 34 Configurazione, correzione pressione 42 Configurazione, correzione sale 42 Configurazione, costante di tempo del filtro di uscita 36 Configurazione, ora e data 54 Configurazione (Oxy) 30 Configurazione, panoramica 28 Configurazione, ritardo allarme 40 Configurazione, Sensocheck 40 Configurazione, stazione di misurazione (TAG/GROUP) 54 Configurazione, struttura del menu 25 Configurazione, uscita di corrente 34 Contatti di relè, allarme 48 Contatti di relè, assegnazione funzioni, soglie 44 Contatti di relè, cablaggio di protezione 52 Contatti di relè, pilotaggio delle sonde di lavaggio 50 Contatti di relè, test manuale 72 Contenitore, montaggio 8 Control Drawings 6 Controllo sensore, diagnosi 70 Controllo sensore, Service 72 Controllo sensore (TAG, GROUP) 32 Corrente di uscita, campo 35 Corrente di uscita, costante di tempo del filtro di uscita 36 Corrente di uscita, Error e HOLD 38 Corrente di uscita, impostazione manuale 72 Corrente di uscita, ritardo allarme, Sensocheck 40 Correzione pressione 42 Correzione sale 42 Costante di tempo del filtro di uscita 37

D

Data e ora, impostazione 54 Data e ora, utilizzo 55 Data, visualizzazione 65 Dati tecnici 79 Dati tecnici, cavo Memosens 15 Denominazione stazione di misurazione TAG 54 Denominazione stazione di misurazione, visualizzazione 65

84

Diagnosi, autotest dell'apparecchio 68 Diagnosi, controllo sensore 70 Diagnosi, dati di calibrazione 67 Diagnosi, dati sensore 67 Diagnosi, versione 70 Diagnosi, voci del log book 69 Dichiarazioni di conformità UE 6 Dimensioni 9 Disattivazione Sensocheck 41 Display 19 Display in modalità di misurazione 20 Display, test 68 Documentazione 6 Durata dei contatti 52

Е

ERR 74 Error e HOLD, corrente di uscita 38

F

Fascette stringitubo 10 Filtro di uscita, costante di tempo 36 Formato ora, impostazione 54 Fornitura, documentazione 6 Fornitura, totale 8

G

Generatore corrente 72 Grandezza, selezione 35 GROUP (gruppo di stazioni di misurazione) 55 Gruppo di stazioni di misurazione GROUP 54 Guide brevi all'uso 6

Η

HOLD, comportamento del segnale di uscita 23 HOLD, configurare corrente uscita 38 HOLD, segnale di uscita 23

86

I

Icone 19 Impiego in ambienti a rischio di esplosione 12 Impostare codice di accesso 73 Impostazione di default 73 Introduzione 7 Isteresi contatti di relè 46

L

LOGBOOK 69 Log book, visualizzazione voci 69

Μ

MAIN DISPLAY 20 Memosens, calibrazione in laboratorio 14 Memosens, cavo 15 Memosens, disposizione dei morsetti 13 Memosens, sostituzione sensore 27 Menu configurazione, struttura 25 Messaggi di errore 74 Messaggi Sensoface, panoramica 75 Messa in servizio 14 Modalità diagnosi 66 Modalità di misurazione 65 Modalità operative 22 Modalità Service 71 Modo di misurazione ossigeno, configurazione 31 Montaggio contenitore 7 Montaggio su palo 10 Montaggio su quadro elettrico 11 Morsetti di collegamento 12

Ν

N. d'ordine 78 Numeri di serie, visualizzazione 70

0

Ora e data, impostazione 54 Ora e data, utilizzo 55 Ora, visualizzazione 65

Ρ

Panoramica configurazione 28 Perdita del codice di accesso 73 Pilotaggio delle sonde di lavaggio, contatti di commutazione 50 Pittogramma chiave a vite 71 Pittogrammi 19 Preimpostazione corrente uscite 72 Pressione manuale, impostazione 42 Procedura di misurazione (tipo di apparecchio), selezionare 71 Programma di fornitura 78

R

Relè 44 Relè, test manuale dei contatti 72 Resistenze di polarizzazione 52 Restituzione in caso di garanzia 5 Retroilluminazione display 19 Ripristino impostazione di default 73 Ritardo contatti di relè 46 Ritardo di allarme 41

S

Salinità 42 Schema di montaggio 9 Schermate del display 65 Segnale di uscita con HOLD 39 Segnale di uscita con HOLD, panoramica 23 Selezione modalità operativa 21 Sensocheck, configurazione 41 Sensocheck, descrizione 76 Sensoface, configurare corrente uscita 39 Sensoface, descrizione 76 Sensoface, messaggi 75 Sensore, visualizzazione dati 67 Sensori Memosens, calibrazione in laboratorio 14 Sensori Memosens, cavo 15 Sensori Memosens, disposizione dei morsetti 13 Sensori Memosens, menus 26 Sensori Memosens, sostituzione 27 Service, controllo sensore 72 Service, impostazione codice di accesso 73

88

Service, impostazione corrente di uscita 72 Service, ripristino impostazione di default 73 Service, test dei relè 72 Smaltimento 5 Software MemoSuite per la calibrazione dei sensori Memosens 14 Soglie (contatti di relè) 44 Sonda termometrica, compensazione 64 Sonde di lavaggio, comando 50 Sostituzione sensore Memosens 27 Stati operativi 77 Stato operativo HOLD 23 Struttura menu 24

Т

TAG (stazione di misurazione) 55 Taratura della sonda termometrica 64 Targhette di identificazione 12 Tastiera e funzioni 18 Temperatura, selezionare l'unità 31 Test dell'apparecchio 68 Test EEPROM 68 Test FLASH 68 Testo informativo 74 Tettoia di protezione 10 Timer di calibrazione 31 Tipo di apparecchio Oxy, configurazione 30 Tipo di apparecchio, selezionare 71 Tipo di apparecchio, visualizzazione 70 Tipo di cavo Memosens 15

U

Unità di temperatura 30 Uscita da HOLD 23 Uscita di corrente, configurazione 34 Uscite dei cavi 7 Utilizzo dei relè 44

V

Valori misurati, visualizzazione 70 Verifica di RAM 68 Versione hardware, visualizzazione 70 Versione software, visualizzazione 70 Visualizzazione, icone 19 Visualizzazione valori misurati in corso (controllo sensore) 70 Visualizzazione valori misurati in corso (controllo sensore) con stato HOLD attivo 72

Ζ

ZU 0274, kit per montaggio su palo 10 ZU 0737, tettoia di protezione 10 ZU 0738, kit per montaggio su quadro elettrico 11

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22 14163 Berlin Germany

Telefono: +49 30 80191-0 Telefax: +49 30 80191-200 Sito web: www.knick.de Email: info@knick.de

Stratos MS A405: Misurazione dell'ossigeno



TA-212.100-oxy-KNI03 20170831