

MemoSuite Advanced

ChangeLog

Dokument-Version 1.0

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

www.knick.de

Content

Content.....	2
1 Versions-Historie	2
1.1 Version 2.0.0.....	2
1.2 Version 2.1.0.....	3
1.3 Version 2.2.0.....	3
1.4 Version 2.3.0.....	3
1.5 Version 2.4.0.....	3
1.6 Version 2.5.0.....	3
1.7 Version 2.5.1.....	4
1.8 Version 2.5.2.....	4

1 Versions-Historie

1.1 Version 2.0.0

Neu: Bearbeiten von Memosens Messstellen-TAG und -Nummer

Neu: Import von MemoLogs aus Portavo

Neu: Ausblenden (Deaktivieren) von Sensoren

Neu: Backup und Restore der Datenbank

Neu: Multi-Sensor Betrieb

Neu: Unterstützung von Hamilton Memosens Sensoren

Neu: Kalibrierkommentare in Kalibrierprotokollen

Neu: Benutzersprache Französisch

Neu: Kalibrierprotokolle für externe Kalibrierungen

Neu: Benutzersprache Chinesisch

1.2 Version 2.1.0

Neu: Windows 10 Unterstützung

1.3 Version 2.2.0

Einstellbare Grenzen zur Sensor-Bewertung bei Kalibrierung / Justierung

Die Grenzen von Nullpunkt und Steilheit, innerhalb derer eine Kalibrierung / Justierung als erfolgreich bewertet wird, können nun vom Anwender selbst gesetzt werden (bei den pH Kalibriertypen Calimat, Manuell und Referenz).

1.4 Version 2.3.0

Neu: Messprotokolle (PDF)

Neu: Parametrierbare Grenzen für Nullpunkt/Steilheit-Bewertung (GMP-Kalibrierung)

Neu: Sensor-TAG im Kalibrierprotokoll

1.5 Version 2.4.0

Neu: Login und Zugriffsberechtigungen über ActiveDirectory

1.6 Version 2.5.0

Neu: Messwert Leitfähigkeit Temperatur-kompensiert

1.7 Version 2.5.1

Update der verwendeten MySQL DB auf 5.7.44 (Sicherheitsupdate)

Neu: Windows 11 Unterstützung

1.8 Version 2.5.2

Bugfix: Generierung von Kalibrierprotokollen unter Windows 11