

**Portavo-904**

**ChangeLog**  
**Firmware Historie**

**Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**

[www.knick.de](http://www.knick.de)

## Content

Content.....	2
1 Versions-Historie .....	2
1.1 Version 1.4.0.....	2

### 1 Versions-Historie

#### 1.1 Version 1.4.0

**Bugfix: Kalibrierdatum bei Redox-Kalibrierungen im Memosens pH/Redox Sensor**

**Neu: Sauerstoffmessung in Gasen**

**Neu: Meldung "Uhrzeit und Datum falsch", wenn Gerätedatum älter als das Kalibrierdatum im Memosens-Sensor**

**Änderung: Berechnung des spezifischen Widerstandes mit temperaturkompensierter Leitfähigkeit**

**Änderung: Grenze der Messgröße TDS auf 0...5000 mg/l erweitert**

**Änderung: Datumsformat Auswahltext im Menü von MM.TT.YY zu MM.DD.YY**

**Neu: Datum/Uhrzeit kann in der dritten Zeile des Messwert-Displays angezeigt werden**

**Neu: Spezifischer Widerstand von Leitfähigkeitsmessungen kann mit dem Logger aufgezeichnet werden**

**Änderung: Einstellbereich Loggertyp Differenz auf eine Auflösung von 1 uS/cm erweitert**

**Neu: Rettungs-TAN zum Zurücksetzen der Zugangscodes**