

Portavo-907-908

ChangeLog Firmware Historie

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

www.knick.de

Content

Content.....	2
1 Versions-Historie	2
1.1 Version 1.5.0.....	2
1.2 Version 1.7.1.....	2
1.3 Version 1.8.0.....	2
1.4 Version 1.9.0.....	2
1.5 Version 1.9.1.....	3
1.6 Version 1.10.0.....	3

1 Versions-Historie

1.1 Version 1.5.0

Unterstützung von konduktiven Leitfähigkeits Memosens Sensoren

1.2 Version 1.7.1

Kalibrierprotokoll erweitert für 3-Punkt-pH-Kalibrierung

1.3 Version 1.8.0

Neu: Unterstützung MemoView

Änderung: Bediensprache Russisch entfernt

1.4 Version 1.9.0

Neu: Option Mehrkanalmodus

Neu: Datenlogger im Mehrkanalmodus

Neu: Luftdruck-Anzeige für Sauerstoffsensoren

Neu: Sauerstoffsensoren: Anzeige der Anzahl von Membrankörperwechseln

1.5 Version 1.9.1

Neu: Menüsprache Koreanisch (gesonderte Softwareversion mit Sprachpaket Koreanisch und Englisch, nicht im Standard-Lieferumfang enthalten.)

1.6 Version 1.10.0

Bugfix: Temperatur-Einheit (°F)

Temperaturwerte in °F wurde beim Betrieb von Sauerstoff-Sensoren mit °C angezeigt.

Bugfix: Kalibrierdatum bei Redox-Kalibrierungen im Memosens pH/Redox Sensor

Neu: Sauerstoffmessung in Gasen

Änderung: Erweiterung Benutzerverwaltung des Datenloggers

Neu: Meldung "Uhrzeit und Datum falsch", wenn Gerätedatum älter als das Kalibrierdatum im Memosens-Sensor

Änderung: Berechnung des spezifischen Widerstandes mit temperaturkompensierter Leitfähigkeit

Änderung: Grenze der Messgröße TDS auf 0...5000 mg/l erweitert

Änderung: Temperaturbereich von Kalibrierungen wurde erweitert

Neu: Kalibriertimer-Überwachung, bei der die Messwertanzeige nach Ablauf des Kalibriertimers durch Striche ersetzt.

Neu: Datenlogger für Sauerstoffmessung in Gasen

Änderung: Im Kalibrierprotokollausdruck werden die Temperaturen der Puffer angezeigt